



Dipartimento MI

METODO DI PROVA

**IDENTIFICAZIONE A LIVELLO DI ASSEMBLAGGIO DI CISTI DI *Giardia duodenalis* MEDIANTE PCR/RFLP**

Reparto di Parassitosi Alimentari e Neglette







MI-09


Rev. 2

Pag. 1 di 16

**INDICE**

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2	PRINCIPIO DEL METODO	2
3	BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI	3
4	DEFINIZIONI	4
5	APPARECCHIATURA DI PROVA	4
6	REATTIVI E MATERIALI	5
7	PROCEDIMENTO	7
7.1	<i>Preparazione del campione di prova</i>	7
7.2	<i>Esecuzione della prova</i>	7
8	ESPRESSIONE DEI RISULTATI	15
9	CARATTERISTICHE DEL METODO	16
10	MISURE DI SICUREZZA DA OSSERVARE	16

Redazione Tecnico Responsabile di Sezione	Verifica Responsabile Assicurazione Qualità Direttore	Approvazione Direttore	Data
 	 	 	13/05/2019
Descrizione delle modifiche: introduzione nested PCR; modifica kit estrazione DNA; modifica tempo di conservazione degli oligonucleotidi; modifica tempo di conservazione delle oocisti di riferimento.			

 <p>Dipartimento MI</p>	<p>METODO DI PROVA</p> <p><b>IDENTIFICAZIONE A LIVELLO DI ASSEMBLAGGIO DI CISTI DI <i>Giardia duodenalis</i> MEDIANTE PCR/RFLP</b></p> <p>Reparto di Parassitosi Alimentari e Neglette</p>	<p><b>MI-09</b></p> <p>Rev. 2</p> <p>Pag. 2 di 16</p>
--	--	---

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento definisce un metodo di prova interno per determinare, mediante PCR/RFLP, il genotipo/assemblaggio di protozoi appartenenti alla specie *Giardia duodenalis*. Il metodo può essere applicato a feci di origine umana o animale già diagnosticate positive per la presenza di cisti di *Giardia*.

## 2 PRINCIPIO DEL METODO

La reazione a catena della polimerasi (PCR) è una tecnica di biologia molecolare che consente la moltiplicazione (amplificazione) di frammenti di acidi nucleici specifici dei quali si conoscono la sequenza nucleotidica iniziale e terminale (coppia di oligonucleotidi). Se una specie possiede una porzione di DNA caratteristica per composizione e/o dimensione, è possibile scegliere una coppia di oligonucleotidi che permetta la sua amplificazione esclusivamente per quella specie. L'amplificazione PCR è caratterizzata da alta sensibilità e specificità. La nested-PCR è una variante della tecnica di PCR, serve per ottenere una maggiore sensibilità del metodo utilizzando in successione due distinte reazioni di amplificazione. Nella prima reazione di PCR si utilizza una coppia di primers esterni mentre nella seconda si utilizzano primers più interni rispetto al frammento di DNA da amplificare (DNA target).

Alla tecnica PCR è possibile abbinare la tecnica del "Restriction Fragment Length Polymorphism" (RFLP), ovvero l'analisi dei frammenti di restrizione. La tecnica permette di distinguere due frammenti di PCR mediante digestione enzimatica con una o più endonucleasi, enzimi in grado di tagliare il DNA a livello di brevi e specifiche sequenze oligonucleotidiche. In questo caso è possibile con una singola coppia di primer amplificare la stessa porzione di DNA da specie diverse e distinguerle successivamente in base alle dimensioni e al numero dei frammenti di DNA ottenuti dopo digestione enzimatica.

I protozoi parassiti del genere *Giardia* infettano la porzione superiore dell'intestino dei vertebrati, compreso l'uomo. Il ciclo vitale del parassita consta di una fase vegetativa, il trofozoita dotato di flagelli e binucleato in grado di riprodursi per scissione binaria all'interno dell'intestino dell'ospite, e di una fase di resistenza, la cisti, espulsa con le feci ed in grado di propagare l'infezione. In seguito all'ingestione da parte di un nuovo ospite, la cisti si schiude liberando due cellule in grado di colonizzare l'intestino. Sei specie sono state identificate in base alla specificità d'ospite, alla morfologia ed al fenotipo: *Giardia agilis* negli anfibi, *G. muris* e *G. microti* nei roditori, *G. ardeae* e *G. psittaci* negli uccelli e *G. duodenalis* (sinonimi: *G. lamblia*; *G. intestinalis*) nei mammiferi. *G. duodenalis* è l'agente eziologico della giardiasi, ed è l'unica specie in grado di infettare sia l'uomo che altri mammiferi, compresi animali d'allevamento e da compagnia. *G. duodenalis* risulta suddivisa in sette assemblaggi (A-G), indistinguibili a livello morfologico, ma identificabili in base all'analisi genetica. Solo gli assemblaggi A e B sono stati isolati dall'uomo e da un ampio spettro di altri mammiferi, mentre i restanti assemblaggi (C-G) risultano avere specificità d'ospite e non infettano l'uomo (Monis et al., 1999, Monis et al., 2003; Sulaiman et al., 2003).

I metodi molecolari basati sulla PCR/RFLP hanno permesso di identificare a livello di assemblaggio le cisti di *G. duodenalis* presenti in campioni fecali di origine umana ed animale.

Un metodo utilizzato frequentemente per la diagnostica molecolare si basa sull'amplificazione del gene della beta-giardina, codificante per una proteina strutturale di *G. duodenalis*. Gli oligonucleotidi, utilizzati per le due reazioni di PCR e la successiva caratterizzazione del frammento di amplificazione mediante digestione enzimatica, permettono l'identificazione dei singoli assemblaggi di *G. duodenalis* (Sulaiman et al. 2003, Lalle et al. 2005).

Le dimensioni dei frammenti del gene della beta-giardina ottenuti con la prima e la seconda PCR sono rispettivamente di 723 e 511 paia di basi (bp).

In tabella A sono riportate le dimensioni dei frammenti di digestione del prodotto di PCR del gene della beta-giardina per i diversi assemblaggi di *G. duodenalis*.


 Dipartimento MI	METODO DI PROVA <b>IDENTIFICAZIONE A LIVELLO DI ASSEMBLAGGIO DI  CISTI DI <i>Giardia duodenalis</i> MEDIANTE PCR/RFLP</b>  <b>Reparto di Parassitosi Alimentari e Neglette</b>	<b>MI-09</b>  Rev. 2  Pag. 3 di 16
--	---	--

Tabella A. Dimensione dei frammenti di digestione (in paia di basi) attesi dopo digestione con l'enzima di restrizione *HaeIII* del gene beta-giardina per ogni assemblaggio di *Giardia duodenalis*

Assemblaggio	Frammenti di digestione
A	201, 150, 110, 50
B	150, 117, 110, 84, 26, 24
C	194, 150, 102, 50, 15
D	200, 194, 117
E	186, 150, 110, 26, 24, 15
F	186, 150, 110, 50, 15
G	194, 165, 102, 50

Utilizzando la tecnica PCR/RFLP, è possibile distinguere tra loro gli assemblaggi A, B, C, D, E, F e G sulla base del numero e della dimensione dei frammenti di digestione ottenuti con l'enzima *HaeIII* a partire dal frammento da 511 bp della beta-giardina.

### 3 BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI

Adam RD. (2001) Biology of *Giardia lamblia*. Clin Microbiol Rev. 14, pp. 447-475.

Amar CF, East CL, Grant KA, Gray J, Iturriza-Gomara M, Maclure EA, McLauchlin J. (2005) Detection of viral, bacterial, and parasitological RNA or DNA of nine intestinal pathogens in fecal samples archived as part of the english infectious intestinal disease study: assessment of the stability of target nucleic acid. Diagn Mol Pathol. 14, pp.90-96.

Horiuchi K, Zinder ND. (1975) Site-specific cleavage of single-stranded DNA by a *Hemophilus* restriction endonuclease. Proc Natl Acad Sci U S A. 72, pp. 2555-2558.


ISO/FDI 20837:2006(E). Microbiology of food and animal feeding stuffs – Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Requirements for sample preparation for qualitative detection

ISO/FDI 20838:2006(E). Microbiology of food and animal feeding stuffs – Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Requirements for amplification and detection for qualitative methods

Lalle M, Pozio E, Capelli G, Bruschi F, Crotti D, Cacciò SM. (2005) Genetic heterogeneity at the beta-giardin locus among human and animal isolates of *Giardia duodenalis* and identification of potentially zoonotic subgenotypes. Int J Parasitol. 35, pp. 207-213.

Lebbad M, Mattsson JG, Christensson B, Ljungström B, Backhans A, Andersson JO, Svärd SG. (2010) From mouse to moose: multilocus genotyping of *Giardia* isolates from various animal species. Vet Parasitol. 168, pp. 231-239.

Monis, PT, Andrews, RH, Mayrhofer, G, Ey, PL. (1999) Molecular systematics of the parasitic protozoan *Giardia intestinalis*. Mol Biol Evol. 16, pp. 1135-1144.

 <p>Dipartimento MI</p>	<p>METODO DI PROVA</p> <p><b>IDENTIFICAZIONE A LIVELLO DI ASSEMBLAGGIO DI CISTI DI <i>Giardia duodenalis</i> MEDIANTE PCR/RFLP</b></p> <p><b>Reparto di Parassitosi Alimentari e Neglette</b></p>	<p><b>MI-09</b></p> <p>Rev. 2</p> <p>Pag. 4 di 16</p>
--	---	---

Monis, PT, Andrews, RH, Mayrhofer, G, Ey, PL. (2003) Genetic diversity within the morphological species *Giardia intestinalis* and its relationship to host origin. *Infect Genet Evol.* 3, pp. 29-38.

Sato, S, Hutchison, CA III, Harris, JI. (1977) A thermostable sequence-specific endonuclease from *Thermus aquaticus*. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 74, pp. 542-546.

Sulaiman, IM, Fayer, R, Bern, C, Gilman, RH, Trout, JM, Schantz, PM, Das, P, Lal, AA, Xiao, L. (2003) Triosephosphate isomerase gene characterization and potential zoonotic transmission of *Giardia duodenalis*. *Emerg Infect Dis.* 9, pp. 1444-1452.

Thompson RC, Hopkins RM, Homan WL. (2000) Nomenclature and genetic groupings of *Giardia* infecting mammals. *Parasitol Today.* 16, pp. 210-213.

UNI EN ISO 22174: 2005. Microbiologia di alimenti e mangimi per animali – reazione a catena di polimerizzazione (PCR) per la ricerca di microrganismi patogeni negli alimenti – requisiti generali e definizioni.

## 4 DEFINIZIONI

**Beta-Giardina**, sequenza codificante una proteina strutturale, componente del citoscheletro di *Giardia*.

**Oligonucleotide**, breve sequenza (15/30 basi nucleotidiche) utilizzata per amplificare un frammento specifico di DNA.

**Set A**, miscela di 2 oligonucleotidi che amplificano un frammento di 723 paia di basi del gene della beta-giardina in tutti gli assemblaggi di *G. duodenalis*.

**Set B**, miscela di 2 oligonucleotidi che amplificano il frammento interno, di 511 paia di basi, del gene della beta-giardina in tutti gli assemblaggi di *G. duodenalis*.

**Controllo positivo di estrazione**, aliquote di feci contenenti cisti di *G. duodenalis*, trattate nella stessa sessione di lavoro dei campioni in esame per verificare la corretta conduzione del protocollo di estrazione del DNA.

**Controllo positivo di amplificazione**, DNA genomico purificato da feci contenenti cisti di *G. duodenalis*. E' utilizzato nelle sessioni di amplificazione per verificare l'efficienza del sistema PCR.

**Controllo negativo di amplificazione**, acqua grado reagente. E' utilizzato negli esperimenti di amplificazione per verificare l'efficienza del sistema PCR.


**DNA trofozita di riferimento**, DNA genomico purificato da trofoziti di *G. duodenalis* clone WBC6 (Assemblaggio A) in coltura. Utilizzato come controllo nella reazione PCR di verifica per la presenza di inibitori della PCR nel campione fecale di prova.

**Enzimi di restrizione**. Gli enzimi di restrizione sono enzimi di origine batterica che tagliano il DNA in punti specifici, diversi per ciascun enzima, permettendo così di frammentare il DNA in maniera precisa e riproducibile. Gli enzimi di restrizione tagliano sequenze specifiche del DNA, di lunghezza variabile da 4 a 8 basi e diverse per ciascun enzima. La concentrazione degli enzimi si esprime in unità enzimatiche (U) e, nel caso delle endonucleasi di restrizione, 1 unità corrisponde alla quantità di enzima necessaria a digerire completamente un microgrammo di DNA in 1 ora alla temperatura ottimale.

Inoltre, nel presente documento sono utilizzate le definizioni e la terminologia della norma UNI EN ISO 22174.

## 5 APPARECCHIATURA DI PROVA


5.1 Centrifuga refrigerata da banco per provette da 1,5 mL, 10.000 x g

 <p>Dipartimento MI</p>	<p style="text-align: center;">METODO DI PROVA</p> <p style="text-align: center;"><b>IDENTIFICAZIONE A LIVELLO DI ASSEMBLAGGIO DI CISTI DI <i>Giardia duodenalis</i> MEDIANTE PCR/RFLP</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Reparto di Parassitosi Alimentari e Neglette</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MI-09</b></p> <p style="text-align: center;">Rev. 2</p> <p style="text-align: center;">Pag. 5 di 16</p>
--	---	---

- 5.2 Congelatore, temperatura  $\leq -15^{\circ}\text{C}$
- 5.3 Omogeneizzatore vibrante da banco per provette (tipo, FastPrep Instrument)
- 5.4 Agitatore a ruota per provette
- 5.5 Termoblocco vibrante a temperatura variabile da 25 a 100°C
- 5.6 Termociclatore per PCR
- 5.7 Frigorifero, 1-8°C
- 5.8 Sistema per elettroforesi orizzontale completo di accessori e alimentatore di corrente
- 5.9 Sistema per acquisizione di immagini
- 5.10 Micropipette (volumi variabili 1-1000  $\mu\text{L}$ )
- 5.11 Sistema di produzione di acqua di grado analitico (18M  $\Omega/\text{cm}$ )
- 5.12 Agitatore Vortex
- 5.13 Bilancia analitica
- 5.14 Transilluminatore UV
- 5.15 Agitatore orbitante
- 5.16 Qiaxcel, sistema di elettroforesi verticale capillare

## 6 REATTIVI E MATERIALI

- 6.1 **Provetta per la lisi.** Provetta con tappo a vite e contenente biglie di varie dimensioni (tipo, Lysis Matrix E tube, FastDNA Spin kit for Soil, MP Biochemicals) reperibili in commercio.
- 6.2 **Tampone di risospensione.** Soluzione contenente sodio fosfato reperibile in commercio (tipo Sodium Phosphate Buffer, FastDNA Spin kit for Soil, MP Biochemicals). La soluzione è conservata secondo le specifiche del produttore.
- 6.3 **Tampone di omogeneizzazione.** Soluzione reperibile in commercio (tipo Tampone MT, FastDNA Spin kit for Soil, MP Biochemicals). Conservare a temperatura ambiente.
- 6.4 **Tampone di lisi.** Soluzione reperibile in commercio (tipo Tampone PPS, FastDNA Spin kit for Soil, MP Biochemicals). Conservare a temperatura ambiente.
- 6.5 **Resina di Silice.** Soluzione reperibile in commercio (tipo Binding Matrix, FastDNA Spin kit for Soil, MP Biochemicals). Conservare a temperatura ambiente.
- 6.6 **Colonna di recupero.** Materiale reperibile in commercio (tipo FastDNA Spin kit for Soil, MP Biochemicals, ed identificata dal produttore come "SPIN filter").
- 6.7 **Tampone di lavaggio.** Soluzioni reperibili in commercio (tipo FastDNA Spin kit for Soil, MP Biochemicals). Preparare secondo le specifiche del produttore, identificare tale soluzione con la sigla 'SEWS-N'. Conservare a temperatura ambiente.
- 6.8 **Provetta di raccolta.** Provetta da 2 mL reperibile in commercio (tipo FastDNA Spin kit for Soil, MP Biochemicals, ed identificata dal produttore come "catch tube").
- 6.9 **Tampone di eluizione.** Soluzione reperibile in commercio (tipo, FastDNA Spin kit for Soil, MP Biochemicals, e identificata dal produttore come DES). Conservare secondo le specifiche del produttore.
- 6.10 **PCR master mix.** Soluzione reperibile in commercio adatta alla conduzione di esperimenti di amplificazione PCR (per esempio: Promega, cod. M7501 o M7113). Conservare secondo le

 Dipartimento MI	<b>METODO DI PROVA</b> <b>IDENTIFICAZIONE A LIVELLO DI ASSEMBLAGGIO DI</b> <b>CISTI DI <i>Giardia duodenalis</i> MEDIANTE PCR/RFLP</b>  <b>Reparto di Parassitosi Alimentari e Neglette</b>	<b>MI-09</b>  Rev. 2  Pag. 6 di 16
--	---	--


specifiche del produttore. Nel caso si utilizzi una confezione di grandi volumi il prodotto viene dispensato in aliquote da 1-2 mL, e vengono mantenute le specifiche di conservazione della confezione di origine.

- 6.11 **Oligonucleotidi.** Preparazione commerciale (tabella B). Il prodotto liofilizzato viene ricostituito secondo le indicazioni del produttore ad una concentrazione di 100 pmoli/ $\mu$ L con acqua di grado analitico (5.11). L'avvenuta ricostituzione viene riportata con data e firma nel rapporto tecnico allegato agli oligonucleotidi dalla ditta produttrice. Conservare il prodotto liofilizzato in congelatore (5.2) fino a un massimo di 20 anni. Conservare il prodotto ricostituito in congelatore (5.2) fino ad un massimo di 10 anni.
- 6.12 **Set A.** Miscela di oligonucleotidi (6.11) utilizzata per la PCR. La miscela è ottenuta combinando un pari volume degli oligonucleotidi BGFor71 e BGRev794. La concentrazione finale corrisponde a 20 pmoli/ $\mu$ L di ciascun oligonucleotide. Aliquote di 100 $\mu$ L vengono preparate e conservate in congelatore (5.2) fino a un massimo di 10 anni.
- 6.13 **Set B.** Miscela di oligonucleotidi (6.11) utilizzata per la PCR. La miscela è ottenuta combinando un pari volume degli oligonucleotidi BGintFor e BGintRev. La concentrazione finale corrisponde a 10 pmoli/ $\mu$ L di ciascun oligonucleotide. Aliquote di 100 $\mu$ L vengono preparate e conservate in congelatore (5.2) fino a un massimo di 10 anni.

*Tabella B.* Sequenza degli oligonucleotidi che compongono il set-A (6.12) e il set-B (6.13), relativi codici e sequenze nucleotidiche amplificate

Sequenza oligonucleotidi	Codice	Sequenza amplificata
5'-CCCGACGACCTCACCCGCAGTCG-3' 5'-GCCGCCCTGGATCTTCGAGACGA-3'	BGFor71 BGRev794	Beta-giardina (primers esterni)
5'-GAACGAACGAGATCGAGGTCCG-3' 5'-CTCGACGAGCTTCGTGTT-3'	BGintFor BGintRev	Beta-giardina (primers interni)

- 6.14 **Loading buffer 6x**, prodotto commerciale che permette di eseguire l'elettroforesi di molecole di DNA; può essere incluso nella soluzione PCR master mix di cui al punto 6.10. Conservare secondo le specifiche del produttore.
- 6.15 **Agaroso e agaroso ad alta risoluzione**, prodotti commerciali definiti adatti alla conduzione di elettroforesi per molecole di DNA. L'agaroso ad alta risoluzione permette di migliorare la separazione di molecole di DNA di dimensioni ridotte (tra 25 e 700 paia di basi). Conservare a temperatura ambiente fino a un massimo di 24 mesi.
- 6.16 **TAE soluzione 50x**, prodotto commerciale (2M Tris-acetato, 50mM EDTA, pH 8.2 - 8.4 a 25°C). Conservare a temperatura ambiente fino a un massimo di 24 mesi.
- 6.17 **TAE soluzione 1x**, preparazione di 1000 mL: prelevare 20 mL dalla soluzione 50x e portare il volume a 1000 mL con acqua distillata. Preparare al momento dell'uso.
- 6.18 **Bromuro di etidio soluzione**, prodotto commerciale 10 mg/L. Soluzione di lavoro: diluire 1:100.000 (per 100 mL di soluzione aggiungere 1  $\mu$ L). Conservare a temperatura ambiente in bottiglia protetta dalla luce fino a un massimo di 24 mesi.
- NOTA: Il bromuro di etidio è potenzialmente mutageno, carcinogeno e teratogeno, trattare con cautela tutte le soluzioni che contengono questa sostanza indossando guanti monouso.
- 6.19 **L50**, prodotto commerciale contenente molecole marcatrici di peso molecolare per DNA. Viene ritenuto idoneo ogni prodotto commerciale che contenga molecole multiple di 50 bp nel range 50-500 bp. Conservare in frigorifero (5.7) secondo le specifiche del produttore.
- 6.20 **L100**, prodotto commerciale contenente molecole marcatrici di peso molecolare per DNA. Viene ritenuto idoneo ogni prodotto commerciale che contenga molecole multiple di 100 bp nel range

 Dipartimento MI	METODO DI PROVA <b>IDENTIFICAZIONE A LIVELLO DI ASSEMBLAGGIO DI CISTI DI <i>Giardia duodenalis</i> MEDIANTE PCR/RFLP</b>  <b>Reparto di Parassitosi Alimentari e Neglette</b>	<b>MI-09</b>  Rev. 2  Pag. 7 di 16
--	--	--

100-1500 bp. Conservare in frigorifero (5.7) secondo le specifiche del produttore.

- 6.21 **Acqua grado reagente o Milli-Q**, resistività  $\geq 18 \text{ M}\Omega/\text{cm}$ .
- 6.22 **Campione fecale di riferimento**, feci contenenti cisti di *G. duodenalis*. Conservare in frigorifero (5.7) fino ad un massimo di 5 anni.
- 6.23 **DNA di riferimento**: DNA genomico purificato da feci contenenti cisti di *G. duodenalis*. Conservare in congelatore (5.2) fino ad un massimo di 5 anni.
- 6.24 **Enzima di restrizione *HaeIII***: enzima reperibile in commercio adatto alla conduzione di esperimenti di digestione enzimatica del DNA (per esempio della New England Biolabs). Conservare secondo le specifiche del produttore. La sequenza oligonucleotidica specifica riconosciuta da questo enzima è riportata in tabella C.

Tabella C. Sequenza di DNA specifica riconosciuta dall' enzima di restrizione *HaeIII*

Enzima di restrizione	Sequenza riconosciuta
<b><i>HaeIII</i></b>	5'...GC▼CC...3' 3'...CC▲GG...5'

- 6.25 **Tampone di restrizione**: Soluzione a pH e concentrazione salina nota reperibile in commercio adatta alla conduzione di esperimenti di digestione enzimatica del DNA e venduta unitamente ai rispettivi enzimi di restrizione. Conservare secondo le specifiche del produttore.
- 6.26 **DNA trofozita di riferimento**: DNA genomico purificato da trofoziti di *G. duodenalis* clone WBC6 (Assemblaggio A) in coltura. Conservare in congelatore (5.2) fino ad un massimo di 5 anni.
- 6.27 **QIAxcel high resolution kit**: prodotto commerciale della Qiagen, da usare con il Qiaxcel (5.16). Include cartucce di separazione e soluzioni per la preparazione e per la corsa dei campioni da analizzare. Conservare i singoli componenti secondo le specifiche del produttore.
- 6.28 **Alignment marker**: prodotto commerciale della Qiagen, da usare con il Qiaxcel (5.16). Conservare secondo le specifiche del produttore
- 6.29 **DNA size marker**: prodotto commerciale della Qiagen, da usare con il Qiaxcel (5.16). Conservare secondo le specifiche del produttore.

## 7 PROCEDIMENTO

### 7.1 Preparazione del campione di prova

Le feci pervenute e contenenti cisti di *Giardia* vengono controllate per la verifica del loro stato di conservazione. Le provette devono essere integre e non vi deve essere traccia di perdita del contenuto.

Qualora l'operatore reputi che il campione di prova non sia idoneo all'esecuzione del test, il test stesso non viene eseguito.


### 7.2 Esecuzione della prova

#### 7.2.1 Estrazione del DNA dal campione fecale da sottoporre al test

Se non diversamente specificato, la procedura viene eseguita a temperatura ambiente.

Ogni sessione di prova prevede che il campione fecale di riferimento (6.22) venga sottoposto alla procedura di estrazione ed identificato come 'controllo positivo di estrazione'.


*Nota bene*: il materiale fecale di riferimento (6.22), conservato in etanolo al 50%, prevede un lavaggio

 <p>Dipartimento MI</p>	<p>METODO DI PROVA</p> <p><b>IDENTIFICAZIONE A LIVELLO DI ASSEMBLAGGIO DI CISTI DI <i>Giardia duodenalis</i> MEDIANTE PCR/RFLP</b></p> <p><b>Reparto di Parassitosi Alimentari e Neglette</b></p>	<p><b>MI-09</b></p> <p>Rev. 2</p> <p>Pag. 8 di 16</p>
--	---	---

con acqua grado reagente (6.21) a 5000 rpm per 5 minuti per eliminare l'etanolo. Al pellet vengono aggiunti 400 µL di acqua grado reagente (6.21) e si procede come indicato nel punto "a".

- ~~a) Trasferire 1 mL del campione fecale contenente 50% etanolo in singole provette da 1.5 mL.~~
- ~~b) Centrifugare (5.1) le provette a 8.000 x g per 5 minuti.~~
- ~~c) Eliminare il sopranatante ed aggiungere il volume di acqua necessario a ripristinare il volume di partenza.~~
- ~~d) Centrifugare come al punto "b".~~
- a) Trasferire 450 µL del campione fecale in una provetta per la lisi (6.1).
- b) Aggiungere 978 µL di tampone di risospensione (6.2) e 122 µL di tampone di omogeneizzazione (6.3).
- c) Omogeneizzare il campione mediante omogeneizzatore vibrante da banco (5.3) a velocità 6 per 40 secondi.
- d) Centrifugare (5.1) la provetta a 12000 rpm per 10 minuti.
- e) Trasferire la fase liquida in una provetta da 2 mL e aggiungere 250 µL di tampone di lisi (6.4), miscelare invertendo la provetta per 10 volte.
- f) Centrifugare (5.1) la provetta a 12000 rpm per 5 minuti.
- g) Nel frattempo, agitare su vortex per 30 sec la resina di silice (6.5).
- h) Trasferire la fase liquida, ottenuta dopo centrifugazione (punto "f"), in una nuova provetta da 2 mL, aggiungere 1 mL di resina di silice (6.5) e miscelare in agitatore a ruota (5.4), o invertendo la provetta a mano, per 2 min.
- i) Collocare la provetta in porta-provette per 3 min. per permettere la sedimentazione della resina di silice (6.5).
- j) Rimuovere delicatamente 500 µL di sopranatante facendo attenzione a non disturbare la resina di silice (6.8).
- k) Risospendere la resina di silice (6.5) con il sopranatante rimasto, utilizzando una micropipetta (5.10).
- l) Trasferire 600 µL della miscela in una colonna di recupero (6.6) alloggiata in provetta di raccolta (6.8).
- m) Centrifugare (5.1) la provetta con la colonna di recupero (6.6) a 12000 rpm per 1 minuto.
- n) Vuotare la provetta di raccolta (6.8).
- o) Ripetere i punti da "l" a "n" fino al completo trasferimento di tutta la resina di silice (6.5) nella colonna di recupero (6.6).
- p) Aggiungere 500 µL tampone di lavaggio (6.7) alla colonna di recupero (6.6) e delicatamente risospendere la resina con la micropipetta (5.10).
- q) Centrifugare (5.1) la provetta con la colonna di recupero (6.6) a 12000 rpm per 1 minuto.
- r) Vuotare la provetta di raccolta (6.8).
- s) Centrifugare (5.1) di nuovo la provetta con la colonna di recupero (6.6) a 12000 rpm per 2 minuti, senza aggiungere altro liquido.
- t) Trasferire la colonna di recupero (6.6) in una nuova provetta di raccolta (6.8).
- u) Lasciare asciugare all'aria per 5 minuti.
- v) Risospendere delicatamente la resina in 100 µL di tampone di eluizione (6.9) con la micropipetta



 Dipartimento MI	METODO DI PROVA <b>IDENTIFICAZIONE A LIVELLO DI ASSEMBLAGGIO DI  CISTI DI <i>Giardia duodenalis</i> MEDIANTE PCR/RFLP</b>  <b>Reparto di Parassitosi Alimentari e Neglette</b>	<b>MI-09</b>  Rev. 2  Pag. 9 di 16
--	---	--

(5.10).

- w) Incubare a 55°C ( $\pm 3^\circ\text{C}$ ) per 5 minuti in termoblocco (5.5).
- x) Centrifugare (5.1) a 12000 rpm per 1 minuto, eliminare la colonna di recupero (6.6), conservare la provetta (6.8) contenente il DNA.
- y) Gli estratti così preparati vengono definiti 'DNA/campione fecale' e conservati in congelatore (5.2). In tali condizioni possono essere conservati fino a 5 anni.

### 7.2.2 Amplificazione PCR

Dove non espressamente indicato mantenere le provette in ghiaccio, utilizzare puntali con barriera e indossare guanti monouso.

Ad ogni sessione è previsto l'utilizzo di un controllo positivo, ovvero DNA di riferimento (6.23), e di un controllo negativo, ovvero acqua (6.21), per verificare la corretta conduzione della reazione di amplificazione.


La seguente procedura prevede l'utilizzo di una PCR master mix a concentrazione 2x, in caso di concentrazione diversa modificare il protocollo secondo le specifiche del produttore.

- a) Scongellare: DNA/campioni fecali, 2x PCR MasterMix (6.10), Set A (6.12), controllo positivo di amplificazione (DNA di riferimento 6.23).
- b) Marcare con un numero progressivo una quantità adeguata di provette da PCR da 0,2 mL.
- c) Preparare un volume adeguato di miscela di amplificazione cumulativa. Calcolare i volumi sulla base della miscela di amplificazione del singolo campione (Tabella D) e del numero totale dei campioni da analizzare aumentato di 2 unità (1 per il controllo positivo e 1 per il controllo negativo di amplificazione).

*Tabella D.* Miscela di amplificazione del singolo campione: componenti e relativi volumi

2x PCR MasterMix (6.10)	25 $\mu\text{L}$
H <sub>2</sub> O (6.21)	19 $\mu\text{L}$
Set A (6.12)	1 $\mu\text{L}$
Totale	45 $\mu\text{L}$

- d) Mescolare la miscela di amplificazione mediante vortex (5.12) e se necessario centrifugare (5.1) al massimo dei giri per pochi secondi.
- e) Trasferire 45  $\mu\text{L}$  della miscela di amplificazione cumulativa in ciascuna delle provette da PCR (punto 'b').
- f) Aggiungere in ogni provetta 5  $\mu\text{L}$  di preparazione di DNA/campione fecale da analizzare.
- g) Chiudere le provette, mescolare mediante vortex e centrifugare (5.1) al massimo dei giri per pochi secondi.
- h) Avviare il ciclo di amplificazione (tabella E) del termociclatore (5.6), aspettare che la temperatura raggiunga 94°C e, dopo avere messo in pausa lo strumento, inserire le provette nel blocco termico. Abbassare il coperchio e uscire dalla pausa.

 Dipartimento MI	METODO DI PROVA <b>IDENTIFICAZIONE A LIVELLO DI ASSEMBLAGGIO DI          CISTI DI <i>Giardia duodenalis</i> MEDIANTE PCR/RFLP</b>  <b>Reparto di Parassitosi Alimentari e Neglette</b>	<b>MI-09</b>  Rev. 2  Pag. 10 di 16
--	---	---

*Tabella E. Ciclo di amplificazione*

Denaturazione iniziale	3 min/94°C
Amplificazione	30 s/94°C 30 s/55°C 60 s/72°C
Numero di cicli	35
Estensione finale	7 min/72°C

- i) Finita la fase di amplificazione centrifugare (5.1) le provette al massimo dei giri per pochi secondi.
- l) Lasciare le provette in ghiaccio o in frigorifero (5.5) fino al momento dell'elettroforesi.

### 7.2.3 Nested PCR

- a) Marcare con un numero progressivo una quantità adeguata di provette da PCR da 0,2 mL.
- b) Preparare un volume adeguato di miscela di amplificazione cumulativa. Calcolare i volumi sulla base della miscela di amplificazione del singolo campione (Tabella F) e del numero totale dei campioni da analizzare aumentato di 2 unità (1 per il controllo positivo e 1 per il controllo negativo di amplificazione).

*Tabella F. Miscela di amplificazione del singolo campione: componenti e relativi volumi*


2x PCR MasterMix (6.10)	25 µL
H <sub>2</sub> O (6.21)	19 µL
Set B (6.13)	1 µL
Totale	45 µL

- c) Mescolare la miscela di amplificazione mediante vortex e se necessario centrifugare (5.1) al massimo dei giri per pochi secondi.
- d) Trasferire 45 µL della miscela di amplificazione cumulativa in ciascuna delle provette da PCR (punto 'b').
- e) Aggiungere in ogni provetta 5 µL di prodotto ottenuto dalla prima reazione di PCR (7.2.2 punto "l").
- f) Chiudere le provette, mescolare mediante vortex e centrifugare (5.1) al massimo dei giri per pochi secondi.
- g) Avviare il ciclo di amplificazione (Tabella G) del termociclatore (5.6), aspettare che la temperatura raggiunga 94°C e, dopo avere messo in pausa lo strumento, inserire le provette nel blocco termico. Abbassare il coperchio e uscire dalla pausa.

*Tabella G. Ciclo di amplificazione*

Denaturazione iniziale	3 min/94°C
Amplificazione	30 s/94°C 30 s/53°C 60 s/72°C
Numero di cicli	35
Estensione finale	7 min/72°C

- h) Finita la fase di amplificazione (nested PCR) centrifugare (5.1) le provette al massimo dei giri per

 <p>Dipartimento MI</p>	<p>METODO DI PROVA</p> <p><b>IDENTIFICAZIONE A LIVELLO DI ASSEMBLAGGIO DI CISTI DI <i>Giardia duodenalis</i> MEDIANTE PCR/RFLP</b></p> <p><b>Reparto di Parassitosi Alimentari e Neglette</b></p>	<p><b>MI-09</b></p> <p>Rev. 2</p> <p>Pag. 11 di 16</p>
--	---	--

pochi secondi.


- l) Aggiungere 10 µL di loading buffer 6x (6.14) se non presente nella PCR master mix utilizzata.
- m) Mescolare i campioni mediante vortex e centrifugare (5.1) le provette al massimo dei giri per pochi secondi.
- i) Lasciare le provette in ghiaccio o in frigorifero (5.7) fino al momento dell'elettroforesi.

#### 7.2.4 Visualizzazione dei risultati dell'amplificazione PCR

L'analisi verrà condotta primariamente mediante elettroforesi capillare. Nel caso in cui il numero dei campioni da analizzare sia inferiore a 8, oppure lo strumento per l'elettroforesi capillare sia fuori servizio, si potrà procedere mediante elettroforesi su gel d'agarosio.

##### 7.2.4.1 Elettroforesi capillare

- a) Accendere lo strumento Qiaxcel (5.16) ed il relativo software di gestione (BioCalculator) sul PC collegato.
- b) Accedere al pannello "Instrument control" selezionando la voce dal menu "File"; il corretto funzionamento dell'applicazione viene evidenziato dall'assenza di segnalazioni di errore.
- c) Spostare il carrello delle provette in "posizione di accesso" selezionando la voce "Change Buffer" dal pannello "Instrument control".
- d) Controllare che in posizione MARKER1 della vaschetta porta buffers siano presenti le 12 provette contenenti almeno 10 µL di "Alignment Marker" (6.28) prescelto e riportare il carrello delle provette in "posizione di corsa" selezionando la voce "Park" dal pannello "Instrument control".
- e) Posizionare i campioni da analizzare (volume minimo 10 µL) per file complete da 12 a partire dalla riga "A". Qualora i campioni da analizzare non fossero in numero sufficiente a completare la fila da 12, aggiungere un opportuno numero di provette contenenti il QX DNA dilution buffer (volume minimo 10 µL) in dotazione con il QIAxcel kit (6.27).
- f) Per ogni round di analisi (che può comprendere fino ad un massimo di 8 corse da 12 campioni) includere un provetta contenente il DNA size marker (6.29).
- g) In "Instrument control" impostare i parametri di corsa elettroforetica utilizzando i seguenti campi del pannello come segue:
  - "Method"= 0M500
  - "Sample"= nome operatore
  - "Pos"= riga di inizio corsa
  - "Time"= lasciare vuoto
  - "Runs"= numero di corse
  - "User ID"= Mi-09
  - "Plate ID"= PCR+data
- h) Assicurarsi che le 12 caselle "Chan" che si riferiscono ai canali di corsa siano tutte selezionate.
- i) Assicurarsi che la casella "Automatically analyze after data acquisition" sia selezionata.
- j) Premere il tasto "Run" per iniziare la corsa elettroforetica.
- k) Al termine della corsa chiudere il programma e spegnere lo strumento.

 Dipartimento MI	METODO DI PROVA <b>IDENTIFICAZIONE A LIVELLO DI ASSEMBLAGGIO DI  CISTI DI <i>Giardia duodenalis</i> MEDIANTE PCR/RFLP</b>  <b>Reparto di Parassitosi Alimentari e Neglette</b>	<b>MI-09</b>  Rev. 2  Pag. 12 di 16
--	---	---

#### Allineamento dei riferimenti di peso molecolare

Scorrere gli elettrogrammi dei singoli campioni ed individuare, per confronto con l'elettrogramma del controllo negativo, i picchi relativi ai marker di allineamento. Eliminare i picchi inferiori e superiori a quelli del marker di allineamento. Al termine di questa operazione riprocessare i dati con il comando "reprocess" del menu "Analysis" o utilizzando la relativa icona.

Sopra sono descritte le modalità standard per l'uso quotidiano, per tutte le altre necessità rimane inteso che il riferimento è il manuale d'uso dello strumento.


#### 7.2.4.2 Elettroforesi su gel di agarosio (alternativo a 7.2.4.1)

- a) Assemblare l'apparato per elettroforesi (5.8) seguendo le raccomandazioni della ditta produttrice. Nella preparazione del gel utilizzare un pettine adeguato al numero di campioni in esame.
- b) Pesare (5.13) 2 g di agarosio (6.15) e versarlo in 100 mL di TAE 1x (6.17) preparato in un contenitore di vetro.
- c) Risospendere delicatamente la polvere mediante rotazione.
- d) Portare la sospensione di agarosio ad ebollizione per circa 30 sec. Se all'ispezione visiva la soluzione non appare omogenea continuare la fase di ebollizione per altri 30 sec.
- e) Reintegrare con acqua il volume perso durante l'ebollizione.
- f) Lasciare raffreddare la soluzione di agarosio.
- g) Prima che la soluzione cominci a solidificare aggiungere 1 µL di soluzione di bromuro di etidio (6.18).
- h) Agitare delicatamente per disperdere uniformemente il bromuro di etidio e versare l'agarosio nel piatto per il gel preparato in precedenza (punto "a").
- i) Aspettare che il gel si solidifichi; non meno di 30 minuti.
- j) Collocare il piatto contenente il gel nel sistema per elettroforesi.
- k) Coprire il gel con tampone TAE 1x (6.17).
- l) Caricare in ogni pozzetto 10 µL del prodotto di amplificazione (7.2.3 punto "i") seguendo il numero progressivo di marcatura delle provette (7.2.3 punto "b").
- m) Caricare il primo e l'ultimo pozzetto con 10 µL della soluzione L100 (6.20).
- n) Connettere l'apparato per elettroforesi con l'alimentatore (5.8) e impostare un valore di tensione di 10 v/cm di gel.
- o) Lasciare il gel sotto tensione per circa 30 minuti o fino a quando il colorante più veloce contenuto nel loading buffer non raggiunge 1 cm dal bordo del gel.
- p) Dopo 30 minuti, controllare sul transilluminatore UV (5.14) la separazione delle bande. La corsa elettroforetica è ritenuta sufficiente se è possibile distinguere facilmente tutte le bande del marcatore di pesi molecolari compresi tra 250 e 2000 bp. Se la separazione è insufficiente, lasciare il gel sotto tensione fino ad avere una separazione adeguata.
- q) A corsa conclusa trasferire il gel nel sistema di acquisizione di immagini (5.9) ed effettuare una stampa del risultato.

#### 7.2.5 Interpretazione dei risultati delle amplificazioni nested PCR

Il test di amplificazione sarà ritenuto valido se:

- i) il controllo positivo di amplificazione mostra un prodotto di amplificazione di 511 paia di basi, come atteso;

 Dipartimento MI	METODO DI PROVA <b>IDENTIFICAZIONE A LIVELLO DI ASSEMBLAGGIO DI  CISTI DI <i>Giardia duodenalis</i> MEDIANTE PCR/RFLP</b>  <b>Reparto di Parassitosi Alimentari e Neglette</b>	<b>MI-09</b>  Rev. 2  Pag. 13 di 16
--	---	---

- ii) il controllo negativo di amplificazione non mostra prodotti di amplificazione o eventualmente solo bande riferibili agli oligonucleotidi inutilizzati e/o a loro derivati (primer dimer);
- iii) il controllo positivo di estrazione produce un prodotto di amplificazione di 511 paia di basi, come atteso.

#### 7.2.5.1 Interpretazione dei risultati mediante elettroforesi capillare

Nell'analisi dei dati vengono prese in considerazione solo le bande che soddisfano i seguenti requisiti:

- 1) dimensioni superiori a 50 bp;
- 2) comprese all'interno delle due bande dell'Alignment marker (6.28);
- 3) intensità del picco di emissione superiore ad un valore soglia del 5%.

Nel caso siano presenti picchi di emissione sovrapposti viene preso in considerazione solo quello con valore maggiore, se i valori sono simili il campione viene scartato.

Le dimensioni dei prodotti di amplificazione vengono valutate nei seguenti modi:

- i) Mediante comparazione visiva delle bande con i pesi molecolari del "DNA size marker" (6.29) e con i controlli positivi di estrazione ed amplificazione sul gel virtuale;
- ii) Mediante confronto tra le dimensioni delle bande ottenute calcolate dal software dello strumento con la dimensione attesa.

#### 7.2.5.2 Interpretazione dei risultati mediante elettroforesi su gel di agarosio

Le dimensioni delle bande di amplificazione (511 paia di basi) evidenziate dall'elettroforesi vengono valutate per comparazione delle stesse con i pesi molecolari di riferimento L100 (6.20) e con i controlli positivi di estrazione e amplificazione. La valutazione visiva viene ritenuta sufficiente ed adeguata.

Il test di amplificazione sarà ritenuto valido se:

- i) il controllo positivo di amplificazione mostra un prodotto di amplificazione di 511 paia di basi;
- ii) il controllo negativo di amplificazione non mostra prodotti di amplificazione o eventualmente solo bande riferibili agli oligonucleotidi inutilizzati e/o a loro derivati (primer dimer).

Qualora un campione mostri solamente una o più bande non attese, la successiva digestione enzimatica per l'identificazione a livello di specie non sarà eseguita.

Se un campione di prova non mostra amplificazione, DNA di riferimento del trofozoita (6.26) verrà aggiunto al DNA del campione di prova ed amplificato secondo quanto descritto nei paragrafi 7.2.2 e 7.2.3 allo scopo di escludere la presenza di inibitori. Qualora non si osservi l'amplificazione del frammento specifico di 511 paia di basi, il risultato della prova sarà "non determinabile".

#### 7.2.6 Verifica della presenza di inibitori tramite PCR


Dove non espressamente indicato le provette sono mantenute in ghiaccio o in un supporto refrigerante. Dove non espressamente indicato utilizzare puntali con barriera e indossare guanti monouso.

Ad ogni sessione è previsto l'utilizzo di un controllo positivo ovvero DNA trofozoita di riferimento (6.26) ed di uno negativo, ovvero acqua (6.21) per verificare la corretta conduzione della reazione di amplificazione.

La seguente procedura prevede l'utilizzo di una PCR master mix a concentrazione 2x, in caso di concentrazione diversa modificare il protocollo secondo le specifiche del produttore.

Per le amplificazioni di PCR, procedere come descritto nei paragrafi 7.2.2 e 7.2.3 (vedi sopra).

*Nota bene:* nella prima reazione di PCR (paragrafo 7.2.2) al DNA/campione vengono aggiunti 0,5 µL di DNA trofozoita di riferimento (6.26.)

 <p>Dipartimento MI</p>	<p>METODO DI PROVA</p> <p><b>IDENTIFICAZIONE A LIVELLO DI ASSEMBLAGGIO DI CISTI DI <i>Giardia duodenalis</i> MEDIANTE PCR/RFLP</b></p> <p><b>Reparto di Parassitosi Alimentari e Neglette</b></p>	<p><b>MI-09</b></p> <p>Rev. 2</p> <p>Pag. 14 di 16</p>
--	---	--

### 7.2.5 Visualizzazione dei risultati

Per la visualizzazione dei risultati, seguire la procedura descritta al punto 7.2.4.

### 7.2.6 Interpretazione dei risultati dell'amplificazione PCR per la verifica della presenza di inibitori.

Per l'interpretazione dei risultati, seguire la procedura descritta al punto 7.2.5.

Il test di amplificazione sarà ritenuto valido se:

- i) il controllo positivo di amplificazione mostra un prodotto di amplificazione in accordo con l'atteso (511 paia di basi);
- ii) il controllo negativo di amplificazione non mostra prodotti di amplificazione o eventualmente solo bande riferibili agli oligonucleotidi inutilizzati e/o a loro derivati (primer dimer).

Qualora per il campione di prova si osservi l'amplificazione del frammento di 511 paia di basi, il campione verrà considerato privo di inibitori della PCR e ritenuto negativo per la presenza di DNA di *Giardia* e l'identificazione a livello di assemblaggio non sarà possibile.

### 7.2.7 Digestione enzimatica con endonucleasi

Dove non espressamente indicato, le provette sono mantenute in ghiaccio.

Ad ogni sessione è prevista la digestione enzimatica con l'enzima di restrizione *HaeIII* (6.24). Inoltre viene utilizzato un controllo positivo, ovvero il prodotto di amplificazione del DNA fecale di riferimento (6.23), per verificare la corretta conduzione della reazione di digestione.


La seguente procedura prevede l'utilizzo di enzimi di restrizione (6.24) concentrati 10 U/ $\mu$ L e tamponi di restrizione concentrati 10x. In caso di concentrazione diversa, modificare il protocollo secondo le specifiche del produttore.

- a) Scongellare i prodotti di PCR ed il tampone di restrizione 10x (6.25). Mantenere in ghiaccio l'enzima di restrizione (6.24)
- b) Marcare con un numero progressivo una quantità adeguata di provette da 1,5 mL.
- c) Preparare un volume adeguato di miscela di digestione cumulativa. Calcolare i volumi sulla base della miscela di digestione del singolo campione (Tabella H) e del numero totale dei campioni da analizzare comprensivo del controllo positivo.

*Tabella H.* Miscela di digestione del singolo campione: componenti e relativi volumi

10x tampone di restrizione (6.25)	2 $\mu$ L
Enzima di restrizione (6.24)	1 $\mu$ L (10U)
Prodotti di PCR (7.2.3 punto "i")	10 $\mu$ L
H <sub>2</sub> O (6.21)	7 $\mu$ L
Totale	20 $\mu$ L

- d) Mescolare ciascuna miscela di digestione mediante vortex e, se necessario, centrifugare (5.1) al massimo dei giri per pochi secondi.
- e) Trasferire 10  $\mu$ L della miscela di digestione cumulativa (punto "c") in ciascuna delle provette da 1,5 mL.
- f) Aggiungere in ogni provetta 10  $\mu$ L di prodotto di nested PCR (7.2.3 punto "i") da analizzare.
- g) Chiudere le provette, mescolare mediante vortex e centrifugare (5.1) al massimo dei giri per pochi secondi.

 <p>Dipartimento MI</p>	<p>METODO DI PROVA</p> <p><b>IDENTIFICAZIONE A LIVELLO DI ASSEMBLAGGIO DI CISTI DI <i>Giardia duodenalis</i> MEDIANTE PCR/RFLP</b></p> <p><b>Reparto di Parassitosi Alimentari e Neglette</b></p>	<p><b>MI-09</b></p> <p>Rev. 2</p> <p>Pag. 15 di 16</p>
--	---	--

- h) Incubare i campioni a 37°C nel termoblocco (5.5) senza agitazione per 4 h.
- i) Finita l'incubazione, centrifugare (5.1) le provette al massimo dei giri per pochi secondi.
- l) Aggiungere 4 µL di loading buffer 6x (6.14).
- m) Mescolare i campioni mediante vortex (5.12) e centrifugare (5.1) le provette al massimo dei giri per pochi secondi.
- n) Lasciare le provette in ghiaccio o in frigorifero (5.7) fino al momento dell'elettroforesi.

#### 7.2.8 Visualizzazione dei risultati

La visualizzazione dei risultati della digestione enzimatica è effettuata come riportato nel paragrafo 7.2.4.

#### 7.2.9 Interpretazione dei risultati della digestione enzimatica

L'interpretazione dei risultati della digestione enzimatica è effettuata come riportato nel paragrafo 7.2.5.

Nel caso dell'assemblaggio B, è accettabile la mancata risoluzione delle due bande da 26 e 24 bp che possono apparire come un'unica banda.

Le dimensioni delle bande di digestione evidenziate dall'elettroforesi vengono valutate per comparazione delle stesse con i pesi molecolari di riferimento L50 (6.19) e con il controllo di digestione. Considerato che le differenze tra gli assemblaggi sono evidenti (vedi tabella A) la valutazione visiva viene ritenuta sufficiente ed adeguata.

Il test sarà ritenuto valido se il controllo positivo di digestione mostra un profilo di bande di digestione in accordo con la tabella A.

L'identificazione degli assemblaggi viene effettuata confrontando le dimensioni dei frammenti prodotti dalle singole digestioni del campione di prova con la tabella A.

Qualora un campione mostri una banda non attesa, l'identificazione a livello di assemblaggio non sarà possibile.

## 8 ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Esprimere i risultati nel rapporto di prova secondo le seguenti modalità:

Se il profilo delle bande di digestione con Haell è 201, 150, 110, 50 bp, allora il campione è identificato come *G. duodenalis* assemblaggio A.

Se il profilo delle bande di digestione con Haell è 150, 117, 110, 84, 26, 24 bp, allora il campione è identificato come *G. duodenalis* assemblaggio B.

Se il profilo delle bande di digestione con Haell è 194, 150, 102, 50, 15 bp, allora il campione è identificato come *G. duodenalis* assemblaggio C.


Se il profilo delle bande di digestione con Haell è 200, 194, 117 bp, allora il campione è identificato come *G. duodenalis* assemblaggio D.

Se il profilo delle bande di digestione con Haell è 186, 150, 110, 26, 24, 15 bp, allora il campione è identificato come *G. duodenalis* assemblaggio E.

Se il profilo delle bande di digestione con Haell è 186, 150, 110, 50, 15 bp, allora il campione è identificato come *G. duodenalis* assemblaggio F.

Se il profilo delle bande di digestione con Haell è 194, 165, 102, 50 bp, allora il campione è identificato come *G. duodenalis* assemblaggio G.

Qualora il test risulti valido ed il campione analizzato mostri bande di digestione non classificabili tra

 <p>Dipartimento MI</p>	<p>METODO DI PROVA</p> <p><b>IDENTIFICAZIONE A LIVELLO DI ASSEMBLAGGIO DI CISTI DI <i>Giardia duodenalis</i> MEDIANTE PCR/RFLP</b></p> <p><b>Reparto di Parassitosi Alimentari e Neglette</b></p>	<p><b>MI-09</b></p> <p>Rev. 2</p> <p>Pag. 16 di 16</p>
--	---	--

quelle presenti in tabella A, l'identificazione a livello di assemblaggio viene definita 'impossibile'.

## 9 CARATTERISTICHE DEL METODO

Il presente metodo è stato caratterizzato in termini di sensibilità, specificità e ripetibilità. I risultati sono stati utilizzati per confermare che il metodo è adatto allo scopo previsto e sono riportati nel relativo fascicolo di validazione, al quale si rimanda.

## 10 MISURE DI SICUREZZA DA OSSERVARE

Il presente metodo di prova può essere eseguito solo da personale autorizzato.

I dispositivi individuali di protezione sono rappresentati da guanti monouso e camice.

Per il comportamento generale da adottare da parte degli operatori fare riferimento ai manuali emessi dal *Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro* dell'Istituto, a disposizione del personale dei laboratori e anche visionabili sul sito [www.iss.it/inet/spsl/index](http://www.iss.it/inet/spsl/index) (*Manuale per gli operatori che lavorano nei laboratori a carattere chimico e biologico; Manuale operativo per la gestione dei rifiuti prodotti all'interno dell'ISS*).